



STERILE EO



CAUTION: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a physician.



Pressure Products

Customer Service
1861 N. Gaffey Street, Suite B
San Pedro, CA 90731 - USA
Tel +1-310-547-4973
Fax +1-310-547-4760

www.pressure-products.com



Merit Medical Systems, Inc.
65 Great Valley Parkway
Malvern, PA 19355 - USA
Tel +1-801-253-1600
USA Customer Service:
Tel +1-800-356-3748



Merit Medical Ireland, Ltd
Parkmore Business Park West
Galway, Ireland
European Customer Service:
Tel +31 43 358 8222



0344

For U.S.-California Only.

Proposition 65: A state of California voter initiative, requires the following notice:



WARNING: This product and its packaging have been sterilized with ethylene oxide. This packaging may expose you to ethylene oxide, a chemical known to the state of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm.

The H. Lee SafeSheath[®] hemostatic splittable sheath is protected by Patent Insurance. USA Patent 7,462,184. European Patent EP1360972. Other USA and Worldwide Patents pending. SafeSheath and CSG are registered trademarks of Pressure Products Medical Supplies, Inc.



ACCESSING THE HEART OF INNOVATION

Technical Manual



en-Directions for Use

This device is intended for one time use only. Read instructions prior to use.

Indications

For the introduction of various types of pacing or defibrillator leads and catheters.

Contraindications

Use of the Coronary Sinus Guide / Lateral Vein Introducer (CSG/LVI) systems is contraindicated for the following:

- Patients with an existing or possible occlusion of the coronary vessels or unsuitable anatomy of the coronary veins
- Patients with active systemic infection

Possible Negative Side Effects / Adverse Events

Coronary Sinus Guide / Lateral Vein Introducer (CSG, LVI) systems should be used by physicians familiar with percutaneous catheter introduction. Complications which may be associated with the use of catheter introducer systems include, but are not limited to, the following:

- Air embolism
- Allergic reaction to contrast media
- Arterial wall damage
- Bleeding
- Cardiac arrhythmias
- Cardiac tamponade
- Chronic nerve damage
- Damage to the heart valves
- Hematoma at the puncture site
- Infection
- Local tissue response, fibrotic tissue formation
- Myocardial damage
- Myocardial infarction
- Plaque dislodgement
- Pneumothorax
- Stroke and death
- Thrombus formation/emboli
- Vascular occlusion
- Vascular spasm
- Venous or cardiac perforation

1

Warnings

- This product is sensitive to light. Do not use if stored outside the protective outer carton. Store in a cool, dark, and dry place.
- Infusion through the side port can be done only after all air is removed from the unit. Improper use of the transvalvular insertion tool (TVI) can cause air embolism and back bleeding.
- Do not use this device in patients who cannot be appropriately anticoagulated. When tested in non-anticoagulated sheep, this device has shown thrombus formation; however, heparinized studies alleviated the concern.

Precautions

- Do not alter this device in any way.
- **Single Use Devices:** This single-use product is not designed or validated to be reused. Reuse may cause a risk of cross-contamination, affect the measurement accuracy, system performance, or cause a malfunction as a result of the product being physically damaged due to cleaning, disinfection, re-sterilization, or reuse.
- Federal law (U.S.A.) restricts this device to sale by or on the order of a physician.
- Aspiration and saline flushing of the sheath, dilator, and valve should be performed to help minimize the potential for air embolism and clot formation.
- Indwelling introducer sheaths should be internally supported by a catheter, pacing lead, or dilator.
- Dilators, catheters, and pacing leads should be removed slowly from the sheath. Rapid removal may damage the valve members resulting in blood flow through the valve. Never advance or withdraw guide wire or sheath when resistance is met. Determine cause by fluoroscopy and take remedial action.
- When injecting or aspirating through the sheath, use the side port only.
- When using the transvalvular insertion tool (TVI), lead size may not exceed 6.2F.
- When using the TVI always keep the exposed proximal end covered to prevent air embolization and back bleeding.

en Directions for Use	1
da Brugsvejledning	2
de Gebrauchsanweisung	3
el Οδηγίες χρήσης	4
es Instrucciones de uso	5
fi Käyttöohje	6
fr Mode d'emploi	6
it Istruzioni per l'uso	7
ja 使用説明書	8
nl Gebruiksaanwijzing	9
no Bruksanvisning	10
pt Instruções de Utilização	11
sv Bruksanvisning	12

16. Do not advance the braided core into the sheath until the guide wire has been completely passed through the core and the wire is secured with a hemostat or clamp in order to prevent inadvertently advancing the guide wire entirely into the patient.
17. Advance the braided core into the sheath and observe fluoroscopically as the wire and distal end of the core extend past the distal end of the sheath and are positioned in the right atrium.
18. Manipulate the distal end of the guide wire or sheath into the desired location (coronary sinus etc.) by combining a twisting motion of the guide wire or sheath with the gentle probing of the guide wire or sheath itself. Fluoroscopy in the left anterior oblique (LAO) position is helpful. Advance the CSG sheath into the mid coronary sinus and establish its position by injecting contrast material through the side port.
19. Once the guide wire is in the desired location advance the sheath over the wire until the tip rests in the desired location. It is advisable to leave a short segment of wire extending past the distal end of the tip to minimize any potential blunt trauma to the surrounding tissues.
20. Holding the wire and braided core securely in place advance the sheath over the core until the sheath rests in the desired location. While advancing the sheath into position observe the sheath fluoroscopically to minimize any unwanted movement or dislodgement of the tip or wire.
21. Once the sheath is in the desired location slowly retract the braided core and wire and remove them from the retained sheath. Injecting contrast material through the side port is useful in establishing that the sheath is correctly positioned.
22. Aspirate all air from the sheath valve assembly by using a syringe connected to the side port. Flush the introducer through the flush port. If the introducer is to remain in place during lead positioning and testing, flushing the introducer via the side port periodically with heparinized saline is advised.
23. A 7Fr. transvalvular insertion tool (TVI) is provided with the SafeSheath CSG kit. It is to be used at the physician's discretion to open the valve for ease of lead placement. Leads greater than a 6.2Fr. may not be used with the TVI.
24. Caution!!! When the TVI is inserted into the SafeSheath CSG valve housing all hemostasis is lost and the risk of air embolization and back bleeding exists. Always keep the proximal exposed end of the TVI covered with your thumb while the TVI is in use.
25. To use the TVI, insert the distal end of the TVI into the valve housing by gently pushing the TVI into the sheath.
26. Hold your thumb over the proximal exposed opening of the TVI to prevent air embolization or back bleeding.
27. Advance the pacemaker lead through the TVI and into the sheath.
28. As soon as the pacer lead is resting inside the sheath pull the TVI back out of the sheath valve housing.
29. The TVI may then either be peeled away or it may be temporarily left resting on the shaft of the pacemaker lead.
30. Once the TVI has been withdrawn from the sheath, aspirate the sheath, through the sideport, until any air which may have entered the sheath during the procedure is removed and again flush with Heparinized saline.
31. Advance the pacemaker lead into the desired location of the heart.
32. When lead position is correct fluoroscopically and electrically, flush sheath with 5 cc of saline immediately before peeling or slicing the sheath away in order to minimize back-bleeding. If multiple leads are to be positioned, the sheath and lead may be left in place until all additional leads have been correctly positioned.
33. When the sheath is to be removed, withdraw sheath and valve over the lead or catheter and from the vessel, while keeping the lead in place.
34. Sharply snap the tabs of the valve housing down in a plane perpendicular to the long axis of the sheath to split the valve housing. (See Figure 2)
35. Separate the handles of the sheath and peel sheath tubing apart longitudinally while withdrawing from vessel. Caution should be used not to withdraw catheter during removal.
36. A retained guide wire technique may be used for dual lead implantation. The valve will remain hemostatic with both the lead and guide wire inserted through it; however, extreme caution must be used when manipulating the lead in order to prevent accidental advancement of the guide wire into the patient. Again, a hemostat attached to the guide wire proximal end is advised.
37. If a cephalic vein cut-down approach is used, the procedure is identical once the guide wire is placed in the vein through a venotomy and advanced fluoroscopically to the level of the right atrium.
- Forsigtighedsregler**
- Denne anordning må ikke ændres på nogen måde.
 - **Anordninger til engangsbrug:** Dette engangsprodukt er ikke beregnet eller godkendt til genbrug. Hvis anordningerne genbruges, kan det medføre risiko for krydskontaminerings, påvirke målingerens nøjagtighed eller systemydelse eller medføre en fejffunktion som resultat af, at produktet beskadiges fysisk som følge af rengøring, desinfektion, gensterilisering eller genbrug.
 - Loven i U.S.A. begrænsrer således denne anordning til ør på anfordring af en læge.
 - Aspiration og saltvandsudskytning af hylstret, dilatatorer og ventilene skal foretages for at hjælpe med til at mindske muligheden for luft emboli og dannede afblodstopper.
 - Indlagte indføringshylstre skal støttes internt af et kateter, pace ledere eller dilatator.
 - Dilatatorer, kateter og pace ledere skal fjernes langsomt fra hylstret. Hurtig fremsejle kan beskadige klappens dele og resultere i tilbageløb gennem klappen. Man må aldrig fremfore eller tilbagetrække en ledetråd eller et hylster under modstand. Man skal bestemme årsagen ved fluoroskop og tage afhjælpende handling.
 - Ved injektion og aspiration gennem hylstret, må kun sideporten anvendes.
 - Ved brug aftrans-klap (valvulær) indføringsredskabet (TVI), må ledernes størrelse ikke overstige 6.2F.
 - Ved brug af TVI skal man altid holde den utsatte proksimale ende dækket for at forhindre luft emboli og tilbageløb.
- Anvend steril teknik. Foreslægt procedure:**
1. Skral pakken åben og anbring indholdet på det sterile felt.
 2. Forbered huden og afdæk det påtænkte område, hvor venne punktum ønskes.
 3. Noglebensvenen udspiles. Noglebensvenen kan være vanskeligt at lokalisere, hvis man ikke udspiller den ved at løfte patientens ben til en 45 graders vinkel eller ved at bruge Trendelenburg positionen. Venen vil være meget lettere at lokalisere, hvis patienten er godt hydret.
 4. Indsæt kanylen ind i karret. Kanylen position skal verificeres ved observation af venøst blod tilbageløb gennem venen.
 5. Kanylen vinkel skal justeres afhængig af patientens kropsbygning: Lavi en tynd person, dybere en mere robust person. Brug en 18g kanyle, 7cm (2-3/4 in.) lang.
 6. Punkturneklynen aspireres ved brug af en 12cc sprøjte.
 7. Sprøjten fjernes og den bløde spids af ledetråden indsættes gennem indføringskanylen i karret. Ledetrådens leder fremføres til den nødvendige dybde. Et passende stykke af ledetråden skal efterlades utsat. Ledetråden må på intet tidspunkt fremføres eller tilbagetrækkes under modstand. Man skal bestemme årsagen til modstanden, før man går videre. Fluoroskopisk verifikation af ledetrådens indgang ind i ovre vena cava og højre atrium anbefales.
 8. Ledetråden holdes på plads og indføringskanylen fjernes. Ledetråden må ikke tilbagetrækkes ind i kanylen, da dette kan resultere i separation af ledetråden. Kanylen skal fjernes først.
- Advarsler**
- Dette produkt er følsomt over for lys. Må ikke anvendes, hvis det har været opbevaret uden for den beskyttende øre karton. Opbevares på et koldt, mørkt og tørt sted.
 - Indsæt den lige kar dilatator ind i hylstret, indtil dilatator kapslen folder sig over ventilhuset og sikrer dilatatoren på hylstersamlingen.
 - Dilatator/hylster samlingen trædes over ledetråden.
 - Dilatatorer og hylster fremføres sammen med en drejende bevægelse over ledetråden og ind i karret. Fluoroskopisk observation tilrådes. Fastgørelse af en klemme eller et hemostat til den proksimale ende af ledetråden vil forhindre, at ledetråden utsigter føres helt ind i patienten.
 - Når samlingen er helt indført i det venøse system, adskilles dilatator kapslen fra hylstrets ventilhus ved at række dilatator kapslen af mufsen. (Se Figur 1)
 - Dilatatoren trækkes langsomt ud, efterladende hylstret ot tråden i position. Den hemostatiske ventil vil reducere blodtab og utsigter aspiration af luft gennem hylstret.
 - Den krumme flettede kerne fjernes fra pakken og den utsatte proksimale del af den tilbageholdte ledetråd trædes ind i den distale ende af den flettede kerne.
 - Indgiv ledetråden gennem den krumme flettede kerne eller flettede hylster, indtil den proksimale ende af ledetråden kan sikres enten med en klemme eller et hemostat, for den krumme dilatator fremføres ind i den utsatte hylster.
 - Den flettede kerne må ikke fremføres ind i hylstret, før ledetråden er fuldstændig passeret gennem kerne og tråden er sikret med et hemostat eller en klemme for at forhindre, at ledetråden uagtligt bliver fremført helt ind i patienten.
 - Fremfør den flettede kerne ind i hylstret og observer fluoroskopisk, mens tråden og den distale ende af kerne strækker ud forbi den distale ende af hylstret og er anbragt i højre atrium.
 - Den distale ende af ledetråden eller hylstret manipuleres ind i den ønskede plads (koronære hulrum osv.) ved at kombinere en drejende bevægelse (translator: something missing here) eller hylster med den varsomme sondering af ledetråden eller selv hylster. Fluoroskop i den venstre forreste skrå (oblique) (LAO) position er hjælpsomt. CSG hylstret fremføres ind i midten af det koronære hulrum og dens position etableres ved at infusere kontrast materiale gennem sideporten.
 - Når ledetråden er på det ønskede sted, fremføres hylstret over tråden, indtil spidsen hviler i det ønskede sted. Det tilrådes at ledetråden et kort afsnit af tråden tilstuds med hylster. Under fremføring af hylstret observeres hylstret med fluoroskop for at mindske uønsket bevægelse eller losgørelse af spidsen eller tråden.
 - Når hylstret er i det ønskede sted, tilbagetrækkes den flettede kerne og tråd langsomt, og de fjernes fra det tilbageholdte hylster. Injektion af kontrast materiale gennem sideporten er formålstjenlig ved verificering af den korrekte placering af hylstret.
 - All luftudsugse fra hylstret/ventilhuslaminat ved at bruge en sprøjte forbundet til sideporten. Indføreren skyldes gennem skyllerøret. Hvis indføreren skal forblive på plads under ledernes anbragelse og aprofvaering, tilrådes det med mellemrum at skylle indføreren via sideporten med hepariniseret saltvand.
 - Et 7Fr. trans-klap indsætningsredskab (TVI) leveres sammen med SafeSheath CSG udstyrspakken.. Det bruges efter lagens skål til at åbne klappen for at placere lederen. Ledere, der er større end 6.2Fr. må ikke bruges med TVI redskabet.
 - Forsigtig!! Når TVI redskabet utsættes i SafeSheath CSG ventilhuset tabel af hæmostase og der foreligger risiko for luft emboli og tilbageløb. Man skal altid holde den utsatte proksimale ende af TVI redskabet dækket med tomelfingeren, mens TVI redskabet er i bruk.

- to el yugular externo que se encuentra en la parte posterior del cuello, en el lado contrario al procedimiento.
- Pacientes que tengan o puedan tener oclusión de los vasos coronarios o distorsión anatómica de las venas coronarias
- Pacientes con una infección diseminada activa
- Posibles efectos secundarios / eventos adversos**
- Los sistemas de Guía coronaria sinusal / Introductor de vena lateral (CSG/LVI, por sus siglas en inglés) deben ser usados por médicos que estén familiarizados con el procedimiento de cateterización percutánea. Las complicaciones asociadas con cualquier sistema de cateterización incluyen, entre otros, lo siguiente:
- Embolia gaseosa
 - Reacción alérgica a los medios de contraste
 - Daño a la pared arterial
 - Hemorragia
 - Aritmia cardíaca
 - Taponamiento cardíaco
 - Lesión nerviosa crónica
 - Daño a las válvulas cardiacas
 - Hematoma en el lugar de la punción
 - Infección
 - Reacción histérica; formación de tejido fibroso
 - Lesiones miocárdicas
 - Infarto de miocardio
 - Desplazamiento de la placa
 - Neumotórax
 - Accidente cerebrovascular y muerte
 - Formación de trombos/embolos
 - Oclusión vascular
 - Espasmo vascular
 - Perforación venosa o cardiaca
- Advertencias**
- Este producto es sensible a la luz. No debe usarse si se ha almacenado fuera de su caja protectora. Almacenar en un lugar fresco, oscuro y seco.
 - La infusión a través del puerto lateral puede hacerse únicamente después de eliminar todo el aire de la unidad. El uso inadecuado de la herramienta de inserción transvalvular (TVI, por sus siglas en inglés) puede causar embolismo gaseoso y sangrado de flujo retrógrado.
 - No usar este dispositivo en pacientes que no puedan ser debidamente anticoagulados. Al realizarle pruebas con orejas no anticoaguladas, el uso de este dispositivo reveló la formación de trombos, sin embargo, los estudios heparinizados dispusieron esta inquietud.
- Precauciones:**
- No modifique este dispositivo de ninguna manera.
 - **Aparatos desechables:** Este producto desechable no está diseñado ni aprobado para ser reutilizado. Su reutilización puede conllevar riesgos de contaminación, reducir la precisión de las medidas y el rendimiento del sistema o provocar fallos de funcionamiento si el producto sufre daños materiales como consecuencia de la limpieza, desinfección, esterilización o reutilización.
 - La ley Federal (Estados Unidos) restringe la venta de este dispositivo a médicos o por orden médica.
 - La aspiración y el lavado con solución salina de la cubierta, el dilatador y la válvula deben realizarse para ayudar a minimizar la posibilidad de embolismo gaseoso y formación de coágulos.
 - Las cubiertas internas del introductor deberán estar apoyadas internamente por un catéter, electrodo de marcapasos o un dilatador.
 - Los dilatadores, catéteres y electrodos de marcapasos deberán retirarse lentamente de la cubierta. Retirarlos rápidamente puede dañar los componentes de la válvula, resultando en la salida de sangre a través de la válvula. Nunca avance o retire el alambre guía
 - Pacientes que tengan o puedan tener oclusión de los vasos coronarios o distorsión anatómica de las venas coronarias
 - Cuando inyecte o aspire a través de la cubierta, únicamente use el puerto lateral.
 - Cuando use la herramienta de inserción transvalvular (TVI), el tamaño del electrodo no deberá ser mayor de 6.2F.
 - Cuando use la TVI siempre mantenga cubierto el extremo proximal expuesto para evitar embolismo gaseoso y sangrado de flujo retrógrado.
- Use técnica estéril.**
- Se sigue el procedimiento siguiente:
1. Abra el paquete y coloque el contenido en un campo estéril.
 2. Prepare la piel y cubra el área del sitio de punción previsto como deseé.
 3. Dilate la vena subclavia. La vena subclavia es difícil de localizar menos que la dilate levantando las piezas del paciente en un ángulo de 45 grados y utilizando la posición de Trendelenburg. Si el paciente se encuentra bien hidratado, es más fácil localizar la vena.
 4. Inserte la aguja en la vena (vaso). La posición de la aguja deberá verificarse observando el retorno de la sangre venosa.
 5. El ángulo de la aguja deberá ajustarse dependiendo de la complejidad del paciente: superficial en una persona delgada, más profunda en una persona robusta. Use una aguja calibre 18, de 7cm (2-3/4 pulgadas) de largo.
 6. Aspire la aguja de punción con una jeringa de 12cc.
 7. Retire la jeringa e inserte en la vena la punta blanda del alambre guía a través de la aguja del introductor. Avance la guía del alambre guía hasta la profundidad requerida. Deje expuesta una longitud apropiada del alambre guía. En ningún momento debe intentar avanzar o retirar el alambre guía cuando encuentre resistencia. Determine la causa de la resistencia antes de continuar. Se sugiere la verificación fluoroscópica de la entrada del alambre guía en la vena cava superior y en el atrio derecho.
 8. Mantenga el alambre guía en posición y retire la aguja del introductor. No traiga hacia atrás el alambre guía dentro de la cánula porque puede causar la separación del alambre guía. La cánula debe retirarse primero.
 9. Inserte el dilatador recto para vasos dentro de la cubierta hasta que la tapa del dilatador se doble sobre la cubierta de la válvula y asegure el dilatador en el ensamblaje de la cubierta.
 10. Enrosque el ensamblaje del dilatador/cubierta sobre el alambre guía.
 11. Avance el dilatador junto con la cubierta dentro del vaso con un movimiento de giro sobre el alambre guía. Se aconseja la observación fluoroscópica. Colocar una pinza o hemostato al extremo proximal del alambre guía evitará que inadvertidamente el alambre guía avance completamente dentro del paciente.
 12. Una vez que el ensamblaje se introduce completamente en el sistema venoso, separe la tapa del dilatador del alojamiento de la válvula de la cubierta oscilando la tapa del dilatador fuera de la campana. (Véase la Figura 1)
 13. Retraiga lentamente el dilatador, dejando en posición el alambre y la cubierta. La válvula hemostática reducirá la pérdida de sangre y la aspiración inadvertida de aire a través de la cubierta.
 14. Retire el centro trenzado curvo del paquete y enrósquelo a la porción proximal expuesta del alambre guía retido dentro del extremo distal del centro trenzado.
 15. Haga avanzar el alambre guía a través del centro trenzado curvo o cubierta trenzada hasta que el extremo proximal del alambre guía pueda asegurarse ya sea con una pinza u un hemostato antes de avanzar el dilatador curvo dentro de la cubierta interior.
 16. No avance el centro trenzado dentro de la cubierta hasta que el alambre guía haya pasado completamente a través del centro y el alambre se haya asegurado con una pinza o hemostato para evitar inadvertidamente el avance completo del alambre guía dentro del paciente.
 17. Avance el centro trenzado dentro de la cubierta y observe fluoroscópicamente como el alambre y el extremo distal del centro se extienden más allá del extremo distal de la cubierta y quedan posicionados en el atrio derecho.
 18. Manipule el extremo distal del alambre guía o la cubierta a la posición deseada (seno coronario etc.), combinando un movimiento de giro del alambre guía o de la cubierta con un sondeo leve del alambre guía o de la cubierta misma. La fluoroscopia en la posición oblicua anterior izquierda (LAO, por sus siglas en inglés) es útil. Avance la cubierta de la CSG dentro del seno coronario medio y establezca su posición inyectando material de contraste a través del puerto lateral.
 19. Una vez que el alambre guía está colocado en la posición deseada, avance la cubierta sobre el alambre hasta que la punta descansen en la posición deseada. Se recomienda dejar un segmento corto del alambre que se extienda más allá del extremo distal de la punta para minimizar cualquier trauma directo potencial a los tejidos circunvecinos.
 20. Manteniendo firmemente en su lugar el alambre y el centro trenzado avance la cubierta sobre el centro hasta que la cubierta descansen en la posición deseada. Mientras avanza la cubierta dentro de la posición, observe la cubierta fluoroscópicamente para minimizar cualquier movimiento no deseado o desplazamiento de la punta o del alambre.
 21. Una vez que la cubierta se encuentra en la posición deseada, lentamente retraea el centro trenzado y el alambre, y retírelos de la cubierta retentora. Inyectar el material de contraste a través del puerto lateral es útil para establecer que la cubierta está colocada en la posición correcta.
 22. Aspire todo el aire del ensamblaje de la válvula de la cubierta utilizando una jeringa conectada al puerto lateral. Lave el introductor a través del puerto lateral. Si el introductor permanecerá en su lugar durante el posicionamiento y prueba del electrodo, se recomienda que lave periódicamente el introductor por medio del puerto lateral con una solución salina heparinizada.
 23. Una herramienta de inserción transvalvular (TVI) de 7 Fr, viene con el equipo SafeSheath CSG. Éste será utilizado a discreción del médico para abrir la válvula para facilitar la colocación del electrodo. Electrodos mayores de 6.2 Fr, no pueden usarse con la TVI.
 24. ¡¡¡Precaución!!! Cuando se inserta la TVI en el alojamiento de la válvula SafeSheath CSG, se pierde toda la hemostasis y existe el riesgo de embolismo gaseoso y sangrado de flujo retrógrado. Siempre mantenga el extremo proximal expuesto de la TVI cubierto con su dedo pulgar mientras la TVI esté en uso.
 25. Para usar la TVI, inserte el extremo distal de la TVI en el alojamiento de la válvula, empujando suavemente la TVI dentro de la cubierta.
 26. Mantenga su dedo pulgar sobre la abertura proximal expuesta de la TVI para evitar el embolismo gaseoso o el sangrado de flujo retrógrado.
 27. Avance el electrodo del marcapasos a través de la TVI y dentro de la cubierta.
 28. Tan pronto como el electrodo del marcapasos se encuentre dentro de la cubierta, jale la TVI fuera del alojamiento de la válvula de la cubierta.
 29. LA TVI puede ya sea despegarse o dejarse temporalmente descansando en la cubierta del electrodo del marcapasos.
 30. Una vez que la TVI se haya retirado de la cubierta, aspire la cubierta a través del puerto lateral hasta que todo el aire que haya entrado a la cubierta durante el procedimiento se haya eliminado y nuevamente lave con solución salina heparinizada.

es-Instrucciones de uso

Este dispositivo está diseñado para un solo uso. Lea las instrucciones antes de usarlo.

Indicaciones

Para la introducción de varios tipos de reguladores del ritmo cardíaco o electrodos y catéteres desfribiladores.

Contraindicaciones

El uso de sistemas de Guía coronaria sinusal / Introductor de vena lateral (CSG/LVI, por sus siglas en inglés) está contraindicado en:

Pas een steriele techniek toe

Een gesuggererde procedure:

1. Trek de verpakking open en plaats de inhoud op het steriele veld.
2. Preparer de huid en leg lakens rond de plaats van de venepunctie.
3. Zorg dat de vena subclavia is uitgezet. De vena subclavia is moeilijk te lokaliseren, behalve als ze is uitgezet door de benen van de patiënt in een hoek van 45 graden op te tillen of door de ligging van Trendelenburg te gebruiken. De vene kan veel gemakkelijker worden gelokaliseerd als de patiënt goed gehydrateerd is.
4. Breng de naald in het vat in. Controleer de positie van de naald door de veneuze bloedretour te observeren.
5. De hoek van de naald dient te worden aangepast volgens de lichaamsbuow van de patiënt: ondiep in een magere patiënt, dieper in een zware patiënt. Gebruik een 18g naald van 7cm (2-3/4 in.) lang.
6. Gebruik de spuit of 12 cc om de punctienaald te aspireren.
7. Verwijder de spuit en breng de zachte tip van de voerdraad door de introducer naald in het vat in. Voer de voerdraagleider tot op de vereiste diepte op. Zorg dat er voldoende voerdraad blootligt. De voerdraad mag nooit worden opgevoerd of teruggetrokken wanneer weerstand wordt ondervonden. Bepaal de oorzaak van de weerstand alvorens verder te gaan. Wij suggereren om het binnengaan van de voerdraad in de vena cava superior en het rechter atrium onder doorlichting te controleren.
8. Houd de voerdraad op zijn plaats en verwijder de introducer naald. Trek de voerdraad niet in de canule terug, want dit kan tot loskoppeling van de voerdraad leiden. De canule moet eerst worden verwijderd.
9. Steek de rechte bloedvatdilatator in de huls tot de dilatatorkop over de klepbehuizing en de dilatator op het hulssamenstel beveiligd.
10. Rijg de dilatator/hulsconstructie over de voerdraad.
11. Voer de dilatator en huls samen met een draaiende beweging over de voerdraad en in het bloedvat op. Observatie onder doorlichting verdient aanbeveling. Door een klem of hemostaat aan het proximale uiteinde van de voerdraad te bevestigen wordt belet dat de voerdraad per ongeluk helemaal in de patiënt wordt opgevoerd.
12. Nadat de constructie volle in het veneuze systeem is ingebracht, verwijderd u de dilatatorkop van de behuizing van de hulskepl door de dilatatorkop met een heen en weer beweging van het aanzetstuk te verwijderen. (*zie figuur 1*)
13. Trek de dilatator langzaam terug en laat de huls en draad op hun plaats zitten. De hemostaseklem zal bloedverlies en per ongeluk aspireren van lucht door de huls beperken.
14. Verwijder de gebogen gevlochten kern van de verpakking en steek het blootliggende proximale deel van de gehandhaafde voerdraad in het distale uiteinde van de gevlochten kern.
15. Breng de voerdraad door de gebogen gevlochten kern of gevlochten huls in tot het proximale uiteinde van de voerdraad met een klem of een hemostaat beveiligd kan worden alvorens de gebogen dilatator in de huls à demeure op de voeren.
16. Voer de gevlochten kern pas in de huls op nadat de voerdraad volledig door de klem is gepasseerd en de draad met een hemostat of klem is beveiligd, om te voorkomen dat de voerdraad per ongeluk helemaal in de patiënt wordt opgevoerd.
17. Voer de gevlochten kern in de huls op en observeer onder doorlichting naarmate de draad en het distale uiteinde van de kern uit het distale uiteinde van de huls komen en in het rechter atrium worden gepositioneerd.

elektroden correct zijn geïnsteerd.

18. Manipuleer het distale uiteinde van de voerdraad of huls in de gewenste locatie (sinus coronarius enz.) door een combinatie te gebruiken van een draaibeweging van de voerdraad of huls met het zachte peilen van de voerdraad of de huls zelf. Doorlichting in de LAO-positie is nuttig. Voer de CSG huls op in het midden van de sinus coronarius en bepaal de positie van de huls door contrastmiddel in de zipoort te injecteren.
19. Wanneer de voerdraad zich op de gewenste locatie bevindt, voert u de huls over de draad op tot de tip op de gewenste locatie rust. Het verdient aanbeveling een kort stuk draad voorbij het distale uiteinde van de tip te laten uitsteken om mogelijk trauma door een stomp voorwerp aan de omliggende gebieden tot een minimum te beperken.
20. Houd de draad en de gevlochten kern goed op hun plaats en voer de huls over de kern op tot de huls op de gewenste plek rust. Observeer de huls onder doorlichting tijdens het opvoeren om ongewenste bewegingen of loskomen van de tip of draad tot een minimum te beperken.
21. Wanneer de huls zich op de gewenste locatie bevindt, worden de gevlochten kern en de draad langzaam teruggetrokken en van de gehandhaafde huls verwijderd. Het injecteren van contrastmiddel op de zipoort is nuttig om na te gaan of de huls correct is geïnsteerd.
22. Aspirere alle lucht uit de hulsklepconstructie door middel van een spuit die op de zipoort wordt aangesloten. Spoel de introducer door de spoelpoort. Als de introducer tijdens het plaatsen van de elektrode en het testen ter plekke moet blijven, wordt aanbevolen om de introducer regelmatig met gehepariniseerde fysiologische zoutoplossing via de zipoort te spoelen.
23. Een transvalvulair inbrenginstrument (TVI) is meegeleverd met de SafeSheath CSG kit. Het wordt ter discrete van de arts gebruikt om de klep te openen en eventueel de plaatsing van de elektrode te vergemakkelijken. Elektroden groter en 6.2 Fr. mogen niet met het TVI worden gebruikt.
24. Let op!!! Wanneer het TVI in de SafeSheath CSG Klepbehuizing is ingebracht, gaat alle hemostase verloren en bestaat er kans op luchtembolie en terugvloeien van bloed. Dus houdt het proximale blootliggende uiteinde van het TVI met de duim altijd het TVI in gebruik is.
25. Om het TVI te gebruiken, steekt u het distale uiteinde van het TVI in de klepbehuizing door het TVI zachtjes in de huls te duwen.
26. Houd uw duim over de proximale blootliggende opening van het TVI om luchtembolie of terugvloeien van bloed te voorkomen.
27. Voer de pacemakerelektrode door het TVI en in de huls op.
28. Zodra de pacemakerelektrode in de huls rust, trekt u het TVI terug uit de klepbehuizing.
29. Het TVI kan dan ofwel worden weggetrokken of kan tijdelijk op de schacht van de pacemakerelektrode blijven rusten.
30. Nadat het TVI uit de huls is teruggetrokken, aspireert u de huls via de zipoort totdat alle lucht is verwijderd die mogelijk tijdens de procedure in de huls is binnengedrongen, en spoelt u opnieuw met gehepariniseerde fysiologische zoutoplossing.
31. Voer de pacemakerelektrode naar de gewenste locatie in het hart op.
32. Wanneer onder doorlichting en elektrisch is bevestigd dat de elektrode zich in de juiste positie bevindt, spoelt u de huls met 5 cc fysiologische zoutoplossing onmiddellijk voor het wegspellen of -splitsen van de huls, om terugvloeien van bloed tot een minimum te beperken. Als meerdere elektroden geplaatst moeten worden, mogen de huls en de elektrode op hun plaats blijven zitten tot alle andere

Advarsler

- Produktet er følsomt for lys. Skal ikke oppbevares ute av den beskyttende tyre kartongen. Oppbevares på et kjøl, mørkt og tørt sted.
- Infusjon gjennom hylseapåpningene kan bare utføres etter at all luft har blitt fjernet fra enheten. Urikig bruk av det transvalvulære innføringsverktøyet (TVI) kan forårsake luftemboli og tilbakeblokkning.
- Ikke bruk denne enheten på pasienter som ikke kan behandles ordentlig for antiakoagulerer. Når testet på ikke-antikoagulerings behandlete sauer, har enheten vist dannelse av tromboser, likevel, heparinstudier har lettet på denne bekymringen.

Forholdsregler

- Må ikke endres på noen som helst måte.
- **Utstyr for engangsbruk:** Dette er et engangsprodukt – det er ikke beregnet på eller godkjent for gjenbruk. Gjenbruk kan føre til fare for krysskontaminasjon, redusere målingspresisjon og systemfeil eller medføre funksjonsfeil ved at produktet skades grunnet renngjøring, desinfisering, resterilisering eller gjennbruk.
- Federale lover (U.S.A.) begrenser dette til salg av eller på anbefaling av en lege.
- Innånding og skylling av hylsen, dilatatoren og ventilen med saltvann må utføres til hjelpe med å redusere muligheten av luftemboli og dannelse av blodklotter.
- Iboende innføringshylser må støttes innvendig av et kateter, en pacing ledere eller en dilatator.
- Dilatator, katetre, og pacing ledere bør fernes langsomt på hylsen. Hurtig fjerning kan forårsake skade på ventildlene som en følge av at blodet strømmer gjennom ventilen. Styreleddene eller hylsen må aldri føres fremover eller trekkes tilbake når motstand møtes. Konstater årsaken ved hjelp av fluoroskop og sett i gang forebyggende handlinger.
- Når innsprytning eller innånding finner sted gjennom hylsen, må bare sideåpningene benyttes.
- Når et transvalvulært innføringsverktøy (TVI) benyttes, må ledstørrelsen ikke være større enn 6.2F.
- Når TVI-verktøyet benyttes, må den fremviste proksimale enden dekkes for å unngå luftemboli og tilbakeblokkning.

Bruk anbefalt fremgangsmåte for Steril Teknikk A:

1. Lukk opp pakken og plasser innholdet i et steril område.
2. Preparer huden og utfør drapering i området rundt den forventede vene-punkturen slik som ønsket.
3. Strekkt ut vena subclavia. Vena subclavia er vanskelig å finne med mindre den har blitt strukket ut ved å heve pasientens ben til en 45 graders vinkel eller ved å benytte seg av Trendelenburgstillingen. Det vil bli meget lettere å finne henvis pasienten er godt hydrert.
4. Stikk nålenn inn i karet. Nåleposisjonen bør bekreftes ved å konstatere den venøse tilbakestrommingen av blodet.
5. Nålens vinkel må justeres avhengig av pasientens legemsbygning, overflatisk på en tynn person, dypt på en tykkfalten person. Bruk en 18g nål, 7cm (2-3/4 in.) lang.
6. Aspirer punktnålenn ved bruk av en 12cc sprøyte.
7. Fjern sprøyten og for en styreleitung med bløt tupp inn gjennom innføringsnålen inn i blodklotter. Flytt frem styreleddningsstyrene til ønsket dybde. La en passende mengde styreleitung forbi synlig. Styreleddingen må aldri på noe tidspunkt avanseres eller trekkes ut hvis motstand møtes. Årsaken til motstanden må fastsettes før man går videre. Fluoroskopisk bekrefte av

21. När manteln befinner sig på önskad plats skall den flätade kärnan och styrträden dras saktat tillbaka och avlägsnas från den kvarhållna manteln. Det är till stor hjälp att injicera kontrastvätska genom sidoporten vid fastställande av att manteln är i rätt läge.
22. Aspirera all luft från mantelventilmonteringen med hjälp av en spruta som är ansluten till sidoporten. Spola införean genom spolningsporten. Om införean ska ligga kvar på plats under positionering och utprovning av ledningssladden rekommenderas periodisk spolning av införean med heparinblandad saltlösning genom sidoporten.
23. Ett 7Fr verktyg för transvalvulär införing (TVI) levereras med SafeSheath CSG-satsen. Detta verktyg kan, efter läkarens eget gottfinnande, användas för att öppna ventilen för enklare placering av ledningssladden. Ledningssladdar vars storlek överstiger 6,2 Fr. får inte användas med TVI-verktyget.
24. Var försiktig! När TVI-verktyget för in i SafeSheath CSG-ventilhuset går all hemostas förlorad, vilket innebär en risk för luftemboli och baklänges blödning. Håll därför alltid TVI-verktygets blottlagda proximala ände överläckt med tummen medan TVI-verktyget används.
25. För in TVI-verktygets distala ände i ventilhuset genom att försiktigt trycka in verktyget i manteln när TVI-verktyget skall användas.
26. Håll tummen över TVI-verktygets blottlagda proximala ände för att förhindra luftemboli eller baklänges blödning.
27. Mata fram pacemakersladden genom TVI-verktyget och in i manteln.
28. Så snart pacemakersladden vilar i manteln skall TVI-verktyget dras tillbaka och ut ur mantelventilhuset.
29. TVI-verktyget kan antingen dras av helt och hållit eller lämnas kvar temporärt på pacemakersladden.
30. När TVI-verktyget har dragits ut ur manteln skall manteln aspireras genom sidoporten tills alla luft som kan har kommit in i manteln under förvarandet är avlägsnad. Spola på nytt med heparinblandad saltlösning.
31. Mata fram pacemakersladden till önskad plats ihjärtat.
32. Kontrollera att ledningssladdens position är fluoroskopiskt och elektriskt korrekt och spola sedan manteln med 5 cc saltlösning omedelbart innan manteln dras eller skärs bort. Detta minimerar eventuell baklänges blödning. Om flera ledningssladdar skall placeras in i manteln och ledningssladden lämnas kvar på plats tills alla ytterligare ledningssladdar har positionerats korrekt.
33. När manteln skall avlägsnas skall manteln och ventilen dras tillbaka över ledningssladden eller katetern och från kärlet medan ledningssladden hålls fast på plats.
34. Dela ventilhuset genom att bryta ventilhusets flikar nedåt, i ett plan som är vinkelrätt mot mantelns längsgående axel (*se figur 2*).
35. Separera manteln handtag och dra isär mantelslangen i längsgående riktning samtidigt som den dras bort från kärlet. Var försiktig så att katetern inte dras ut under avlägsnandet.
36. En teknik med kvarhållen styrträde kan användas vid implantering av dubbla ledningssladdar. Ventilen förblir hemostatisk, med både ledningssladden och styrträden inmatade genom den, men yttersta försiktighet måste iakttas vid manipulering av ledningssladden, så att oavskiltig inmatning av styrträden i patienten kan förhindras. Vi rekommenderas därför återigen att en hemostat sätts fast på styrträdens proximala ände.
37. Om en ingång genom en kefalen används är ingreppet identiskt när styrträden väl har placerats i venen via en venotomi och matats in på fluoroskopisk väg till det högra formakets nivå.

		en	da / de	el / es
REF	Order number	Ordrenummer Auftragsnummer	Aριθμός παραγγελίας Número de pedido	
LOT	Lot number	Partinummer Chargennummer	Αριθμός Λαρτίδας Número de lote	
	Expiration Date	Udløbsdato Verfallsdatum	Ημερομηνία λήξης Fecha de caducidad	
	Number of	Antal af Anzahl	Αριθμός Número de	
	Size	Størrelse Größe	Μέγεθος Tamaño	
	Length	Længde Länge	Μήκος Longitud	
	Outer Diameter	Udvendig diameter Außendurchmesser	Εξωτερική διάμετρος Diámetro exterior	
	Manufacturing Date	Fremstillingst dato Herstellungsdatum	Ημερομηνία κατασκευής Fecha de fabricación	
	Consult technical manual!	Se den tekniske vejledning! Ziehen Sie das technische Handbuch heran!	Ανατρέψτε στο τεχνικό εγχειρίδιο! Consulte el manual técnico	
	Keep away from sunlight	Skal holdes væk fra sollys Lichtgeschützt lagern	Διατηρήστε μακριά από τη ηλιακή φως Manténgalo fuera del alcance de la luz solar	
	Store in a dry place!	Opbevares på et tørt sted! Trocken lagern!	Φυλάξτε σε στεγνό μέρος! Guárdelo en un lugar seco	
STERILE EO	Sterilized with ethylene oxide	Steriliseret med etylenoxid Mit Äthylenoxid sterilisieren	Αποστειρωμένο με οξείδιο του αιθυλενίου Esterilizado con óxido de etileno	
	Single use only. Do not reuse!	Kun til engangstrup. Må ikke genbruges! Einweggerät. Nicht wieder verwenden!	Μιας χρήσεως μόνο. Να μην χρησιμοποιείται ξανά! De un único uso. ¡No reutilizar!	
	Do not resterilize!	Må ikke gensteriliseres! Nicht erneut sterilisieren!	Μην επαναστειρώνετε! ¡No esterilizar!	
	Non-Pyrogenic	Ikke-pyrogen Nicht pyrogen	Μη πυρετογόνο No pirogénico	
	Do not use if packaging is damaged!	Må ikke anvendes, hvis pakningen er beskadiget! Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist!	Να μην χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία έχει καταστραφεί! No utilice si el envoltorio presenta algún tipo de daños	
	Manufacturer	Producent Hersteller	Κατασκευαστής Fabricante	
	Distributor	Distributør Vertrieb	Αντιπρόσωπος Distribuidor	
	European approval mark. This product conforms with the EC directive 93/42/EEC relating to medical products. It is therefore designated with the CE mark. The product can be used in all European Union countries as well as in countries that recognize the above-mentioned directive.	Europæisk godkendelsesmærke. Dette produkt er i overensstemmelse med EF-direktiv 93/42/EØF vedrørende medicinalprodukter. Det er derfor forsynet med CE-mærket. Produktet kan anvendes i alle EU-lande såvel som i lande, der anerkender ovenstående direktiv.	Σύμβολο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προϊόν αυτό αυμαρτυρείται προς την Οδηγία 93/42/EOK περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Συνέννοηση του έχει οριστεί στη ομονοία ΚΕ. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε όλες τις που αναγνωρίζουν την πορεία σύρραγμα.	
EC REP	European Representative	Europaisk repræsentant Repräsentant Europa	Marca de aprobación europea. Este producto cumple con las especificaciones de la directiva 93/42/CEE de la CE relativa a productos sanitarios. Por consiguiente se le ha concedido la marca CE. Este producto puede utilizarse en todos los países de la Unión Europea así como en aquellos países que reconocen la directiva anteriormente mencionada.	

fi / fr	it / ja	nl / no	pt / sv
Tilausnumero	Numero d'ordine	Ordernummer	Número de encomenda
Nº commande	注文番号	Bestillingsnummer	Ordernummer
Erännumero	Numero lotto	Lotnummer	Número de lote
Nº lot	ロット番号	Produksjonsnummer	Partinummer
Viimeinen käyttöpäivä	Data di scadenza	Vervalddatum	Data de validade
Date de péremption	有効期限	Utlöpsdato	Utgångsdatum
Määrä	Numero di	Aantal	Número de
Nombre de	数量	Antall	Antal
Koko	Dimensione	Grootte	Tamanho
Taille	サイズ	Størrelse	Storlek
Pituus	Lunghezza	Lengte	Comprimento
Longueur	長さ	Lengde	Längd
Ulompi läpimitta	Diametro esterno	Buitendiameter	Diámetro externo
Diamètre extérieur	外径	Ytre diameter	Ytterdiameter
Valmistuspäivämäärä	Data di produzione	Fabricagedatum	Data de fabrício
Date de fabrication	製造年月日	Produksjonsdato	Tillverkningsdatum
Katso teknista käyttöopasta	Consultare il manuale tecnico!	Raadpleg technische handleiding!	Consulte o manual médico!
Consultez le manuel technique !	技術マニュアルを参照のこと！	Se i den tekniske håndboken!	Se teknisk handbok!
Suojaaa auringonvalolta	Tenere lontano dalla luce solare	Bewaar buiten hetzonlicht	Manter afastado da luz solar
Tenir à l'écart de la lumière du jour	遮光	Holdes unna sollys	Skyddas mot solljus
Säilytä kuivassa paikassa!	Conservare in luogo asciutto!	Droog bewaren!	Guardar num local seco!
Conserver dans un lieu sec !	湿気を避けて保管すること！	Oppbevares på et tørt sted!	Förvara torrt!
Steriloiuteteenioksidilla	Sterilizzato con ossido di etilene	Gesteriliseerd met ethyleneoxide	Esterilizado com óxido etíleno
Stérilisé avec l'oxyde d'éthylène	エチレンオキサイドガス滅菌済み	Sterilisert med etylenoksyd	Steriliserad med etylenoxid
Kertakäytöön. Älä käytä uudestaan	Solo monouso. Non riutilizzare!	Enkel bestemd voor eenmalig gebruik. Niet hergebruiken!	Utilização única. Não reutilizar!
Usage unique seulement. Ne pas réutiliser!	単回使用。再使用禁止！	Kun for engangsbruk. Ikke for gjenbruk!	Endast engangsbruk. Får ej återanvändas!
Älä steriloit uudestaan!	Non risterilizzare!	Niet hersteriliseren!	Não esterilizar novamente!
Ne pas stériliser !	再滅菌禁止！	Må ikke resteriliseres!	Får ej omsteriliseras!
Ei-pyrogeeninen	Apriogeno	Ikke-pyrogent	Não-pirogenico
Non pyrogénique	非発熱性	Niet-pyrogeen	Icke-pyrogen
Älä käytä, jos pakkauksa on vaurioitunut!	Non utilizzare se la confezione risulta danneggiata!	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is!	Não utilizar se a embalagem estiver danificada!
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé !	パッケージに損傷がある場合は、使わないこと！	Ikke bruk dersom forpakningen er skadet!	Får ej användas om förpackningen är skadad!
Valmistaja	Produttore	Fabrikant	Fabricante
Fabricant	製造業者	Produsent	Tillverkare
Jälleenmyyja	Distributore	Distributeur	Distribuidor
Distributeur	販売業者	Distributør	Distributör
Europalainen hyväksymismerkintä. Tämä tuote on EY-direktiivin 93/42/EEC lääkintälaatteiden mukainen. Se on siten merkity CE-merkinnällä. Tuotetta voidaan käyttää kaikkissa Euroopan unionin jäsenmaissa ja myös, jotta tunnustavat yllämainitun direktiivin.	Marchio di approvazione europea. Questo prodotto è conforme alla direttiva CE 93/42/CEE relativa ai prodotti medici. Pertanto è dotato del marchio CE. Il prodotto può essere utilizzato in tutti i paesi dell'Unione Europea e nei paesi che accettano la suddetta direttiva.	Europese goedkeuringsmerk. Dit product voldoet aan de EG Richtlijn medicale hulpmiddelen 93/42/EEC. Het krijgt daarvoor de CE-markering toegewezen. Het product mag gebruikt worden in alle landen van de Europese Unie en in de landen die de bovenstaande richtlijn erkennen.	Marca de aprovação europeia. Este produto está em conformidade com a directiva EC 93/42/EEC relativa a produtos médicos; por conseguinte, concebido em conformidade com a marca CE. O produto pode ser utilizado em todos os países da União Europeia, bem como em países que reconhecem a directiva mencionada acima.
Marque d'approbation européenne. Ce produit est conforme à la directive européenne 93/42/CEE sur les appareils médicaux. Il est désigné par la marque CE qui lui a été apposée. Le produit peut être utilisé dans les pays appartenant à l'Union Européenne ainsi que dans les pays reconnaissant la directive susmentionnée.	歐州での承認を示すマーク。本製品は、医療機器指令 93/42/EECに準拠しているため、CEマークが表示されている。本製品は、EU加盟国の中、上記の指令を承認する国で使用することができる。	Europeisk godkenningsmerke. Dette produktet er i henhold til EC-direktiv 93/42/EEC som angår medisinske produkter. Det er derfor CE-merket. Produktet kan brukes i alle land innenfor den europeiske unionen i tillegg til i land som amerkjenner ovennevnte direktiv.	Europeiskt godkännandemerke. Denna produkt överensstämmer med EG-direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. Den är därför försedd med CE-märket. Produkten kan användas i alla länder inom den europeiska unionen samt i länder som godtar ovan nämnda direktiv.
Europalainen edustaja	Rappresentante europeo	Europees Vertegenwoordiger	Representante europeu
Représentant européen	欧洲代理店	Europeisk representant	Europeisk representant

